


土壌のサンプリング方法

① サンプリングに必要な道具


- ・移植ごて
- ・サンプル袋
- ・土壌分析申込書
- ・筆記用具




② 少なくとも圃場の5ヶ所以上から均等にサンプリングし、良く混ぜて1つのサンプルにします。



③ サンプリングは、肥料の影響が少ない畦間で行って下さい。表面の有機物を除去し、深さ20cm迄の土を移植ごてで採取します。



④ サンプルは500g程度(握りこぶし2つ分)が必要です。サンプル袋は当方より送付致しますので、お申し付けください。なお、市販のビニール袋でも差し支えありません。



⑤ サンプリングの時期は春耕施肥前か収穫後が望ましいのですが、肥料の影響が少ない畦間から採取すれば生育時期でも差し支えありません。

⑥ 申込書に必要事項を記入し、サンプル袋に貼り付けてお送りください。(申し込み用紙がない場合、袋にマジックで直接記入し、サンプルの区別が出来るようにして下さい。)

